



YOUR SAMPLE WILL NOT BE PROCESSED UNLESS IT IS REGISTERED

Before Saliva Collection

1. DO NOT EAT, DRINK, CHEW, GUM, BRUSH TEETH, USE MOUTHWASH OR SMOKE **FOR AT LEAST 30 MINUTES** BEFORE SALIVA COLLECTION.
2. Relax your cheeks and gently massage them with your fingers for 15 - 30 seconds. This helps to produce more reliable result.

EPIAGE SALIVA COLLECTION KIT, 3 ML

INSTRUCTIONS FOR USE
typically takes 2-3 minutes to complete

WARNING:

- Do not ingest the liquid in this kit.
- Avoid eye contact.
- Keep out of reach from children.



1. Carefully unscrew the cap from the tube containing the stabilizing buffer and attach the funnel to it.



2. Spit saliva (not phlegm) into the funnel that you have now attached to the collection tube until the volume reaches the 5 ml line.
Important: Over-filling the tube during saliva collection may render failure of the test.



3. Carefully unscrew the funnel to prevent spillage of the collected saliva from the tube. The funnel can be discarded.



4. Use the supplied cap to close the collection tube tightly. Invert and shake the capped tube 10 - 15 times to ensure the saliva and the stabilizer buffer are fully mixed.



5. Put the tube into the ziplock bag.



6. Please **keep this instruction sheet** as you will need **your barcode number** to access your results.



7. Ship to us using the enclosed envelope.



8. Register this kit on our "EpiAge" app. **YOUR SAMPLE WILL NOT BE PROCESSED UNLESS IT IS REGISTERED.**

Your barcode number



**VOTRE ÉCHANTILLON NE SERA PAS TRAITÉ
 À MOINS QU'IL NE SOIT ENREGISTRÉ.**

Avant la collecte de salive

NE MANGEZ PAS, NE BUVEZ PAS, NE
 MÂCHEZ PAS DE GOMME, NE BROSSEZ PAS
 VOS DENTS, N'UTILISEZ PAS DE
 RINCE-BOUCHE ET NE FUMEZ PAS AU MOINS
 30 MINUTES AVANT LA COLLECTE DE SALIVE.

2. Avant de collecter la salive, détendez
 vos joues et massez-les doucement avec
 vos doigts pendant 15 à 30 secondes afin
 de générer davantage de salive

**KIT DE PRÉLÈVEMENT
 DE SALIVE EPIAGE, 3 ML**

MODE D'EMPLOI

prend généralement 2-3 minutes pour compléter

AVERTISSEMENT:

- N'ingérez pas le liquide dans ce kit.
- Évitez tout contact avec les yeux.
- Tenir hors de portée des enfants.



1. Dévissez soigneusement le capuchon du tube contenant le tampon de stabilisation et y attachez l'entonnoir.



2. Crachez de la salive (et non du flegme) dans l'entonnoir que vous avez maintenant attaché au tube de collecte jusqu'à ce que le volume atteigne la ligne de 5 ml.

Important: Le remplissage excessif du tube lors de la collecte de salive peut affecter négativement les résultats du test.



3. Dévissez soigneusement l'entonnoir pour éviter que la salive recueillie ne s'échappe du tube. L'entonnoir peut être jeté.



4. Utilisez le capuchon fourni pour fermer hermétiquement le tube de collecte. Renversez et secouez le tube bouché 10 à 15 fois pour vous assurer que la salive et le tampon stabilisateur sont bien mélangés.



5. Placez votre tube à échantillon dans le sac auto-scellant.



6. Veuillez **conserver cette feuille d'instructions** car vous aurez besoin de votre **numéro de code-barres** pour accéder à vos résultats.



7. Renvoyez-nous votre échantillon en utilisant l'enveloppe ci-jointe.



8. Enregistrez ce kit sur notre appli mobile "EpiAge".
VOTRE ÉCHANTILLON NE SERA PAS TRAITÉ À MOINS QU'IL NE SOIT ENREGISTRÉ.

Votre numéro de code à barres